

実験小動物用 麻醉器

 **NAKAZAWA**



実験小動物用麻醉器

★ 実験動物用全身麻醉器

TK-36

★ シリンジ型小動物用麻醉器

NK-SAA01



＝ 有限会社 中澤製作所 ＝

= TK-36 =



0 ～ 最大 3L/min までの麻酔混合気を供給します。（＊気化器の特性上、エア流量 1L/min 以下では麻酔濃度が安定しない場合があります。）

操作が容易で、日常の実験処理から長時間の手術まで、広範囲に応用可能です。

コンパクトサイズで場所をとらず、持ち運びが容易です。

引火性が無く、安全です。

	TK-36
流量	0 ～ 3L/min
麻酔濃度	0 ～ 5%
使用温度	15 ～ 35℃
サイズ	W170 × D230 × H170
重量	7.5 kg
電源	AC100V 20W
定価	360,000 円

= NK-SAA01 =

マウス・ラット専用の超低流量吸入麻酔器です。

麻酔薬の消費量を最小限に抑えることができ、使用者への余剰ガスの影響も最小限にすることができます。
（対気化器式で 10 分の 1 以下）



	NK-SAA01
流量	50 ～ 500ml/min
麻酔濃度	0 ～ 7%
シリンジサイズ	10ml
サイズ	325 × 150 × 185
重量	5 kg
電源	AC100V 50/60Hz
定価	500,000 円



= 終了時 =
EMPTYランプ点滅！
ピッ ピッ ピッ！
ブザー音発声！

代 理 店

有限会社 中澤製作所

本社 千葉県船橋市三山 3 丁目 29-18

工場 千葉県船橋市車方町 1141-2

TEL 047 (457) 9191

FAX 047 (457) 9192

URL <http://www.nakazawa-ss.jp>

* このカタログに記載されている商品についての詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。

* この他特注製品も承ります、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

* 製品改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。