BATH









バス

- ★ 水を使わない『ビーズバス』
- ★ 東大型湯煎器



= NK-WB01 =

東大型湯煎器 消費電力 600W





	•	
	NK-WB01	
バス内径寸法	φ160 × H110	
ヒーター容量	600W	
温度調節器	液膨式サーモスタット	
温度調節範囲	室温 ~ 100℃	
中枠	φ160	
受皿	φ90、φ55、φ45、φ32	
スタンド棒	φ9 × 350 (175 ×2 本)	
給排水	水準器	
電源	AC100V 50/60Hz	
定価	120,000 円	

= AB-1 =

水、オイルを使用しないバスです。 過熱防止機能を装備しています。



	AB-1	AB-1(スターラー専用)
パス内径寸法	φ180 × 65	
ヒーター容量	500W	
温度調節器	液膨式サーモスタット	
温度調節範囲	50 ∼ 250°C	
ビーズ使用量	6 kg	
外形寸法	220 × 265 × 145	185 × 260 × 95
定価	120,000 円	110,000 円

= Option =





	支柱セット(AB-1)	ピーズ
規格·材質	ϕ 10 × 300 mm	全
定価	8,000 円	9,500 円/kg

代理店

有限会社 中澤製作所

本社 千葉県船橋市三山 3 丁目 29-18

工場 千葉県船橋市車方町 1141-2

TEL 047 (457) 9191

FAX 047 (457) 9192

URL http://www.nakazawa-ss.jp

- * このカタログに記載されている商品についての詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。
- * この他特注製品も承ります、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。
- * 製品改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。