



バス用クランプ


 **NAKAZAWA**

BATH CLAMP






アクセサリ

★ バス用クランプ



= 有限会社 中澤製作所 =

= バス用クランプ =



バスの淵に取付して使用します。
 バスに複数個取付出来ます。
 クランプの柄の長さが指定出来ます。
 クランプの向きが変えられます。

仕様

	バス用クランプ	バス用クランプ	バス用クランプ	バス用クランプ
型式	BC-SS	BC-S	BC-M	BC-L
材質	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
タイプ	両開き	両開き	両開き	両開き
幅	φ1~25	φ3~55	φ5~80	φ5~100
特徴	最大 15 mmの厚さに取付可能 クランプ角度変更可能	最大 15 mmの厚さに取付可能 クランプ角度変更可能	最大 15 mmの厚さに取付可能 クランプ角度変更可能	最大 15 mmの厚さに取付可能 クランプ角度変更可能
希望価格	5,500 円	6,000 円	6,500 円	7,000 円

代理店

有限会社 中澤製作所

本社 千葉県船橋市三山 3 丁目 29-18

工場 千葉県船橋市車方町 1141-2

TEL 047 (457) 9191

FAX 047 (457) 9192

URL <http://www.nakazawa-ss.jp>

* このカタログに記載されている商品についての詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。

* この他特注製品も承ります、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

* 製品改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。