


Mini STIRRER (MAGNETIC STIRRER)

 **NAKAZAWA**



セルスターラー

- ★ コンパクトサイズなので、場所をとりません。
- ★ サイズは、全 2 種類。
- ★ セパレート(コントローラ独立)なので、遠隔操作可能。
- ★ コントローラー1 台にスターラー3 台まで使用可能。



= 有限会社 中澤製作所 =

= NK-SB07010 /07100 =

小型セル容器内の試料を攪拌し混濁液や微粒子の浮遊を均一にします。

比色計や分光光度計に組込み可能です。

コントローラー別なので、遠隔操作が出来ます。

コントローラー1台で、スターラー3台まで使用出来ます。



	NK-SB07010	NK-SB07100
回転数	0～1800rpm	0～1500rpm
マグネット	ネオジム 約 2500G × 2	ネオジム 約 3200G × 2
攪拌容量	～10ml	10ml～100ml
モーター	DC モーター	
外形寸法	W40 × D30×H22 mm	W65 × D50 × H20 mm
定価	9,250 円	11,750 円

= NK-SB07C =

1台でスターラー3台まで使用出来ます。



	NK-SB07C
外形寸法	W100×D80×H50 mm
電源	AC100V 50/60Hz
定価	18,000 円



= Option =

	USB ケーブル (SB07USB)	バッテリーパック mini2stirrerbattery
定価	1,800 円	15,000 円

代 理 店

有限会社 中澤製作所

本社 千葉県船橋市三山 3 丁目 29-18

工場 千葉県船橋市車方町 1141-2

TEL 047 (457) 9191

FAX 047 (457) 9192

URL <http://www.nakazawa-ss.jp>

* このカタログに記載されている商品についての詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。

* この他特注製品も承ります、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

* 製品改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。