

COMPACT BALL MILL

 **NAKAZAWA**



コンパクトボールミル

- ★ ローラー回転数を自由に変速可能
- ★ ローラー間隔を自由に調整可能
- ★ ポットの回転数をコントロール可能
- ★ ポットの回転回数をカウント可能



= 有限会社 中澤製作所 =

= NK-BM01/02 =

ローラー回転数を自由に変速出来ます。

ローラー間隔を自由に調整出来ます。



	NK-BM01	NK-BM02
回転数	50~650rpm	
ローラー長	130 mm	160 mm
使用ポット	φ 120 迄	φ 150 迄
タイマ時間	最長 300 時間(間欠・稼働・停止・手動)	
外形寸法	W210×D230×H200 mm	W250×D230×H200 mm
電源	AC100V 50/60Hz	
定価	146,000 円	176,000 円

= NK-BM03 =

ローラー回転数を自由に変速出来ます。

ローラー間隔を自由に調整出来ます。



	NK-BM03
回転数	50~650rpm
ローラー長	190 mm
使用ポット	φ 180 迄
タイマ時間	最長 300 時間(間欠・稼働・停止・手動)
外形寸法	W395×D305×H240 mm
電源	AC100V 50/60Hz
定価	230,000 円

= Option =

★ 回転計



ポットサイズ毎に
回転数をセット出
来ます。

★ カウンター



ポットの回転数の
合計が表示出来ま
す。

	回転計	カウンター
機能	20~100000rpm	999999count
定価	48,000 円	48,000 円

* オプションは、NK-BM03 のみ装着可能。

代理店

有限会社 中澤製作所

本社 千葉県船橋市三山 3 丁目 29-18

工場 千葉県船橋市車方町 1141-2

TEL 047 (457) 9191

FAX 047 (457) 9192

URL <http://www.nakazawa-ss.jp>

* このカタログに記載されている商品についての詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。

* この他特注製品も承ります、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

* 製品改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。