

# CORDLESS STIRRER (MAGNETIC STIRRER)

 **NAKAZAWA**



## コードレススターラー

- ★ コンパクトサイズなので、持運び便利
- ★ 電源のない場所や野外でも使用可能
- ★ 最短 約 15 時間使用可能
- ★ 最長 約 4 日間使用可能(使用状況による)



= 有限会社 中澤製作所 =

## = NK-SB05 =

バイアル瓶や少量の試料の攪拌に適しています。  
ポケットサイズなので持ち運びに便利です。



	NK-SB05	NK-SB05H
回転数	0~2300rpm(フル充電時)	
マグネット	ネオジム 約 2800G × 2	ネオジム 約 3200G × 2
攪拌容量	10ml~100ml	
モーター	DC モーター	
外形寸法	W57×D92×H36 mm	
電源	充電バッテリー 充電専用アダプター(AC100V 使用)	
定価	9,700 円	12,800 円

## = NK-SC01 =

天板は、ステンレス板 (SUS304) を使用しています。  
天板中央に『 + 』マークが付いていますので、ビーカーをのせる場所が容易に分かります。



	NK-SC01
回転数	0~1300rpm(フル充電時)
マグネット	ネオジム 約 2700G × 2
攪拌容量	100ml~1000ml
モーター	DC モーター
外形寸法	W200×D120×H62 mm
電源	充電バッテリー 充電専用アダプター(AC100V 使用)
定価	19,800 円

## = 充電 =

充電中、充電完了が一目でわかります。

充電中



⇒

充電完了



充電中 : 赤色に点灯

充電完了 : 緑色に点灯

代理店

有限会社 中澤製作所

本社 千葉県船橋市三山 3 丁目 29-18

工場 千葉県船橋市車方町 1141-2

TEL 047 (457) 9191

FAX 047 (457) 9192

URL <http://www.nakazawa-ss.jp>

\* このカタログに記載されている商品についての詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。

\* この他特注製品も承ります、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

\* 製品改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。