

HOT PLATE

 **NAKAZAWA**



ホットプレート


- ★ 簡単操作
- ★ 耐薬品性に優れたプレート
- ★ 安定した温度制度

= 有限会社 中澤製作所 =

= NK-HP01/02/03/04 =

簡単操作！

大きな試料にも安定した温度で対応出来ます。
耐薬品性に優れています。



	NK-HP01	NK-HP02	NK-HP03	NK-HP04
温度範囲	60℃ ~ 250℃		室温 ~ 350℃	
温度制度	±5℃			
温度上昇	~250℃ 約 40分		~350℃ 約 40分	
温度調節	ON - OFF 制御		PID 制御	
プレート	アルミニウム(セラミックコーティング)		アルミニウム + 耐酸・耐熱塗装	
本体材質	鉄(焼付塗装)		ステンレス	
ヒーター	マイカヒーター			
断熱材	セラミックファイバー			
安全装置	過電流ブレーカー		過熱警報	
ヒーター容量	1.4KW		2.0KW	
電源	AC100V 14A	単層 AC200V 7A	AC100V 20A	単層 AC200V 10A
プレート寸法	W550 × D350		W500 × D300	
外形寸法	W550 × D350 × H160 (突起部除く)		W550 × D350 × H170 (突起部除く)	
定価	110,000 円	110,000 円	260,000 円	260,000 円

代理店

有限会社 中澤製作所

本社 千葉県船橋市三山 3 丁目 29-18

工場 千葉県船橋市車方町 1141-2

TEL 047 (457) 9191

FAX 047 (457) 9192

URL <http://www.nakazawa-ss.jp>

* このカタログに記載されている商品についての詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。

* この他特注製品も承ります、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

* 製品改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。