
HOT STIRRER (MAGNETIC STIRRER)





= 有限会社 中澤製作所 =

= AM-5250B = = AM-6250C =

300℃まで使用可能、試料内の温度コントロールも可能です。



	AM-5250B	AM-6250C		
回転数	0~1800rpm 0~1400rpm			
正転反転機能	無	0∼80sec		
攪拌容量	500ml~10000ml			
モーター	DC モーター			
温度範囲	0~300℃			
外形寸法	W198×D225×H115 mm			
電源	AC100V 50/60Hz			
定価	118,000 円	148,000 円		

= Option =

	試料温調用センサ	センサ + 支柱セット
定価	15,200 円	18,800 円

= NK-HS01/01S/02/02S =

350℃まで使用可能、試料内の温度コントロールも可能です。



	NK-HS01	NK-HS01S	NK-HS02	NK-HS02S	
回転数	120~2000rpm				
マグネット	ネオジム 約 5300G × 2				
攪拌容量	50~1000ml				
プレート寸法	φ 200				
モーター	DC モーター				
温度範囲	50∼350℃				
ヒーター容量	500W				
温度制御方式	サーモスタット		PID		
ヒーター制御	無	サイリスタ方式電圧調整			
過熱防止	—————————————————————————————————————		無有		
センサー切替	無			有	
外形寸法	W220×D220×H140 mm				
重量	4.5kg				
電源	AC100V 50/60Hz				
定価	432,000 円	442,000 円	482,000 円	497,000 円	

代理店

有限会社 中澤製作所

本社 千葉県船橋市三山 3 丁目 29-18

工場 千葉県船橋市車方町 1141-2

TEL 047 (457) 9191

FAX 047 (457) 9192

URL http://www.nakazawa-ss.jp

- * このカタログに記載されている商品についての詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。
- * この他特注製品も承ります、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。
- * 製品改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。