# Mini STIRRER (MAGNETIC STIRRER)





## mini スターラー

- ★ コンパクトサイズなので、場所をとりません。
- ★ 多用途に使用可能です。
- ★ 薄型なので、狭いところでも使用可能
- ★ 遠隔で ON-OFF 可能



= 有限会社 中澤製作所 =

#### = NK-SB02 / 02r =

小型のスターラーです。



|        | NIZ CDAO         | NIZ CDOS         |
|--------|------------------|------------------|
|        | NK-SB02          | NK-SB02r         |
| 回転数    | 150~3000rpm      |                  |
| 正転反転機能 | 無                | 0∼70sec          |
| マグネット  | ネオジム 約 2700G × 2 |                  |
| 攪拌容量   | 20ml~2000ml      |                  |
| モーター   | DC モーター          |                  |
| 外形寸法   | W140×D190×H70 mm | W160×D210×H80 mm |
| 電源     | AC100V 50/60Hz   |                  |
| 定価     | 60,000 円         | 78,000 円         |

#### = Option =

支柱と支柱固定を取付可能です。

|    | 支柱          | 支柱固定    |
|----|-------------|---------|
| 規格 | φ 10×300 mm |         |
| 定価 | 2,500 円     | 1,500 円 |







#### = NK-SB03 =

コンパクトなミニミニスターラーです。



|       | NK-SB03            |  |
|-------|--------------------|--|
| 回転数   | 100∼2000rpm        |  |
| マグネット | ネオジム 約 2800G × 2   |  |
| 攪拌容量  | 20ml~500ml         |  |
| モーター  | DC モーター            |  |
| 外形寸法  | W90×D90×H30 mm     |  |
| 電源    | スイッチ付アダプター(AC100V) |  |
| 定価    | 22,000 円           |  |

### = Option =

電池でも充電バッテリーでも使用出来ます。

|    | 電池パック   | 充電パック    |
|----|---------|----------|
| 定価 | 6,000 円 | 12,000 円 |

#### 代理店

#### 有限会社 中澤製作所

本社 千葉県船橋市三山 3 丁目 29-18

工場 千葉県船橋市車方町 1141-2

TEL 047 (457) 9191

FAX 047 (457) 9192

URL http://www.nakazawa-ss.jp

- \* このカタログに記載されている商品についての詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。
- \* この他特注製品も承ります、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。
- \* 製品改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。