

粉碎機

 **NAKAZAWA**



＝ 有限会社 中澤製作所 ＝

= FS100S-3 =



少量の粉碎に適しています。
 高速回転により短時間で粉碎できます。
 硬い試料も粉碎できます。
 コンパクトなので、場所を取りません。
 軽量なので容易に持運びできます。
 オプションのAC100V用変圧器を使用すれば、AC100Vコンセントで使用できます。

= 仕様 =

	FS100S-3
材質	容器、羽根 : ステンレス
回転数	25000 rpm
槽サイズ	φ110 × 60
電源	AC200V (200~240) オプション: AC100V 用変圧器
消費電力	450W
重量	2.5kg
サイズ	160 × 160 × 320
定価	39,800 円



= Option =



AC100V用変圧器	TS-6
1次電圧	AC100V
2次電圧	AC220V ~ 240V
容量	600VA (MAX)
サイズ	85 × 135 × 105
重量	3.5kg
定価	18,000 円

代理店

有限会社 中澤製作所

本社 千葉県船橋市三山 3 丁目 29-18

工場 千葉県船橋市車方町 1141-2

TEL 047 (457) 9191

FAX 047 (457) 9192

URL <http://www.nakazawa-ss.jp>

* このカタログに記載されている商品についての詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。

* この他特注製品も承ります、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

* 製品改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。