

多連式 STIRRER

 **NAKAZAWA**

(MAGNETIC STIRRER)



多連式スターラー


- ★ 列毎に選択できます。
- ★ 6 連、9 連、12 連があります。
- ★ ヒーター有、ヒーター無があります。
- ★ ヒーターは、120℃まで使用可能です。



= 有限会社 中澤製作所 =

=AMM-6/9/12= =AMM-6T/9T/12T=

多連式のマグネチックスターラーです。



	AMM-6	AMM-6T	AMM-9	AMM-9T	AMM-12	AMM-12T
回転数	120~1500rpm					
攪拌容量	50ml~400ml					
温度範囲	-	室温~120℃	-	室温~120℃	-	室温~120℃
モーター	DC モーター					
外形寸法	W278×D298×H55 mm		W278×D388×H55 mm		W278×D478×H55 mm	
電源	AC100V 50/60Hz					
定価	153,000 円	172,000 円	172,000 円	192,000 円	192,000 円	225,000 円

代理店

有限会社 中澤製作所

本社 千葉県船橋市三山 3 丁目 29-18

工場 千葉県船橋市車方町 1141-2

TEL 047 (457) 9191

FAX 047 (457) 9192

URL <http://www.nakazawa-ss.jp>

* このカタログに記載されている商品についての詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。

* この他特注製品も承ります、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

* 製品改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。