

POWER STIRRER


(MAGNETIC STIRRER)

 **NAKAZAWA**



パワースターラー

- ★ 高粘度液体も攪拌可能
- ★ 低速～高速まで安定した攪拌能力
- ★ 『 回転制御 』 機能
- ★ 『 正転 - 反転 』 機能



＝ 有限会社 中澤製作所 ＝

= NK-SA03/04 =

高粘度液体の攪拌が可能です。



	NK-SA03	NK-SA03(20L)	NK-SA04	NK-SA04(20L)
回転数	120～2000rpm			
マグネット	ネオジム 約 5300G × 2		フェライト 約 2500G × 2	
攪拌容量	50～10000ml	50～20000ml	50～10000ml	50～20000ml
モーター	DC モーター			
外形寸法	W220×D220×H75	W284×D300×H75	W220×D220×H75	W284×D300×H75
電源	AC100V 50/60Hz			
定価	92,000 円	120,000 円	75,000 円	105,000 円

= NK-SA05 =

回転制御機能、正転反転機能付です。

高粘度液体の攪拌が可能です。

LED で設定値と回転数、反転時間が表示されます。



NK-SA05			
回転数	120～3700rpm	攪拌容量	50ml～20000ml
回転制御	有	モーター	DC モーター
正転反転機能	0～70sec	外形寸法	W284×D300×H75 mm
マグネット	ネオジム 約 5300G × 2	電源	AC100V 50/60Hz
定価	220,000 円		

= NK-SA03 r =

正転反転機能付です。

高粘度液体の攪拌が可能です。



NK-SA03r			
回転数	120～2000rpm	攪拌容量	50ml～10000ml
回転制御	無	モーター	DC モーター
正転反転機能	0～70sec	外形寸法	W220×D220×H75 mm
マグネット	ネオジム 約 5300G × 2	電源	AC100V 50/60Hz
定価	116,000 円		

代 理 店

有限会社 中澤製作所

本社 千葉県船橋市三山 3 丁目 29-18

工場 千葉県船橋市車方町 1141-2

TEL 047 (457) 9191

FAX 047 (457) 9192

URL <http://www.nakazawa-ss.jp>

* このカタログに記載されている商品についての詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。

* この他特注製品も承ります、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

* 製品改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。